

**SIMPLE**  
**FACILE**  
**PARFAIT...**




**IMPLANTS DOME KEEPER**

**Les implants Atlas™ Dome Keeper s'utilisent en association avec le silicone de rebasage Tuf-Link™.**

**Pas de transfert, pas de joints toriques (O-rings), la manipulation se ramène à un simple rebasage rapide.**

Le protocole de restauration prothétique par les implants Atlas a été mis au point avec le Département de Dentisterie Implantaire du Collège de Dentisterie de l'Université de New York.



Implant Atlas fins de 2.2 & 2.4 mm

Tête de hauteur limitée à «3mm.

Idéal pour les patients présentant des cretes fines

Technique directe : flapless

Le plateau et le col de l'implant sont lisses et polis pour faciliter l'hygiène.

Fentes en U pour le bon positionnement des implants.


Rainurage dans la base de l'appareil pour assurer la rétention du matériau de rebasage, sans adhésif.

Environ 3 fois moins onéreux que des implants définitifs.

**Apprenez à stabiliser un complet à la mandibule en 3 heures : une technique simple, rapide et économique**



Distribué par



# Nos prochaines formations 2010

## Prochaines dates de formation 2010 :

• Marseille	jeudi 25 février	Dr A.Miara
• Nantes	jeudi 4 mars	Dr M.Brémont
• Paris	jeudi 18 mars	Dr A.Miara
• Bordeaux	lundi 22 mars	Dr YLauverjat (14 H)
• Rennes	jeudi 8 avril	Dr M.Brémont
• Caen	jeudi 9 avril	Dr M.Brémont
• Bordeaux	jeudi 6 mai	Dr Y.Lauverjat (9H)
• Dijon	jeudi 20 mai	Dr M.Brémont
• Lyon	jeudi 10 juin	Dr A.Miara
• La Roche s /YON	jeudi 24 juin	Dr M.Brémont
• Rouen	jeudi 8 juillet	Dr M.Brémont
• Strasbourg	jeudi 23 sept	Dr A.Miara

## Tarif 1270€

Cours de formation de 3h + 1 Trousse d'introduction (Trousse chirurgicale+4 implants de 2.2 mm de diamètre et 10 mm.+ Tube de silicone TUF-LINK)+ Modèle de démonstration

Je souhaite m'inscrire à la formation suivante :

Date : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Lieu : \_\_\_\_\_

## COORDONNEES :

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ Mobile : \_\_\_\_\_

Fax : \_\_\_\_\_ Mail : \_\_\_\_\_

**Tarif : 1 270 €**

Payable par chèque à l'ordre d' »Henry Schein Implantologie «

**Merci de renvoyer votre coupon à :**

**Nadine JAEGER**

Henry Schein Implantologie  
4 rue de Charenton  
94 140 Alfortville  
Tel : 01 41 79 74 82



Distribué par

